

13

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

АО Разрез «Шестаки»

К.А. Доценко

**Техническое задание
На закуп бидистиллятора лабораторного.**

1. Общие сведения.

С целью организации аналитического сопровождения поисково-оценочных работ на участке «Северо-Урской» необходима закупка двух единиц оборудования: бидистиллятор лабораторный.

2. Назначение и условия применения.

Назначение: Бидистиллятор лабораторный предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды, используемой при проведении лабораторных исследований.

Условия применения: Бидистиллятор должен обеспечивать применение при температуре окружающего воздуха от +20 до +35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Основные технические характеристики.

Производительность не менее, л/ч	20 (-10%) - для дистиллята 15 (-10%) – для бидистиллята
Качество производимой воды	С.2.2.0019.18 «Вода для инъекций», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная»
Питание от сети переменного трёхфазного тока (напряжение / частота)	380 В (±10%); 50 Гц
Количество	2ед

4. Требования к технической документации

Техническая документация должна быть составлена на русском языке и содержать:

- Паспорт прибора;
- Техническое описание;
- Руководство по установке и эксплуатации;
- Руководство пользователя;
- Руководство по техническому обслуживанию включая функциональные монтажные и принципиальные электрические схемы;
- Каталог на запасные части;
- Данные о содержании драгоценных металлов;

5. Требования безопасности и санитарной гигиены

Бидистиллятор должен соответствовать требованиям безопасности описанных в Государственных стандартах системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ, ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности») и иметь сертификат соответствия продукции

6. Комплектация.

Комплектующие и расходные материалы в соответствии комплектацией завода-изготовителя на 1 год.

7. Упаковка, условия транспортировки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможности длительного хранения при температуре наружного воздуха до -50 градусов Цельсия.

Составил:

Начальник аналитической лаборатории



Е.А. Литвак

Согласовано:

Главный инженер участка Северо-Урской



В.Г. Белков

Зам гл. инженера по аналитическим работам



Н.Б. Шаметова