

6

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер

АО Разрез «Шестаки»

К.А. Доценко

Техническое задание

На закуп: весы лабораторные аналитические, гири.

Изготовитель – компания «Сартогосм», Россия.

1. Общие сведения.

С целью организации аналитического сопровождения поисково-оценочных работ на участке «Северо-Урской» необходима закупка средств измерения – лабораторных весов и гири.

2. Назначение и условия применения.

1. Назначение: Весы предназначены для взвешивания химических реактивов, проб.

Условия применения: Весы должны обеспечивать применение при температуре окружающего воздуха от +18 до +35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.

Срок поставки: не позднее 01.06.2024

2. Назначение: Гири предназначены для калибровки лабораторных аналитических весов.

Условия применения: Гири должны обеспечивать применение при температуре окружающего воздуха от +20 до +35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.

Срок поставки: не позднее 01.06.2024

3. Основные технические характеристики.

Аналитические весы:

Модель	Максимальная нагрузка, max, г	Минимальная нагрузка, min, г	Действительная цена деления, (d), мг	Поверочное деление, (e), мг	Класс точности	Калибровка/ юстировка	Размер весовой чашки, мм
CE623-C+	620	0,02	1	10	II	Встроенная, автоматическая	Ø 120
CE224-C+	220	0,01	0,1	1	I	Встроенная, автоматическая	Ø 90
CE6201-C+	6200	5	100	1000	II	Встроенная, автоматическая	182×182

Гири:

Материал гирь: немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса.

Наименование гири	Количество
Набор гирь, 1мг-500мг, класс точности E1	1 комплект
Гиря 10 г, класс точности F1	2 шт
Гиря 50 г, класс точности F1	2 шт
Гиря 1кг, класс точности F1	1 шт

4. Требования к технической документации

–Техническая документация должна быть составлена на русском языке и содержать:

–Паспорт прибора;

–Техническое описание;

–Руководство по установке и эксплуатации;

–Руководство пользователя;

–Руководство по техническому обслуживанию включая функциональные монтажные и

принципиальные электрические схемы;

- Каталог на запасные части;
- Данные о содержании драгоценных металлов;
- Сведения о первичной поверке;
- Методика поверки.

5. Требования безопасности и санитарной гигиены

Отсутствуют.

6. Комплектация.

Модель весов.	Количество
CE623-C+	2 комплекта
CE224-C+	2 комплекта
CE6201-C+	1 комплект

Комплектующие и расходные материалы в соответствии комплектацией завода-изготовителя.

7. Упаковка, условия транспортировки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможности длительного хранения при температуре наружного воздуха до -20 градусов Цельсия.

Составил:

Начальник аналитической лаборатории



Е.А. Литвак

Согласовано:

Главный инженер уч. Северо-Урской



В.Г. Белков

Зам гл.инженера по аналитическим работам



Н.Б. Шаметова