

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер

АО Разрез «Шестаки»

К.А. Доценко

**Техническое задание на приобретение
Весы аналитические I специального класса точности.
Изготовитель – компания «Сартогосм», Россия.**

1. Общие сведения.

С целью организации аналитического сопровождения поисково-оценочных работ на участке «Северо-Урской» необходима закупка средств измерения – лабораторных весов и гири.

2. Назначение и условия применения.

1. Назначение: Весы предназначены для взвешивания аналитических проб.

Условия применения: Весы должны обеспечивать применение при температуре окружающего воздуха от +18 до +35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.

Срок поставки: не позднее 01.06.2024

3. Основные технические характеристики.

Аналитические весы:

Модель	Максимальная нагрузка, max, г	Минимальная нагрузка, min, мг	Действительная цена деления, (d), мг	Поверочное деление, (e), мг	Класс точности	Калибровка / юстировка	Размер весовой чашки, мм	Количество, шт
МВ 210-А (или аналог)	80/210	1	0,1/0,01	1	I специальный	Встроенная, автоматическая	Ø 75	1

4. Требования к технической документации

- Техническая документация должна быть составлена на русском языке и содержать:
- Паспорт прибора;
- Техническое описание;
- Руководство по установке и эксплуатации;
- Руководство пользователя;
- Руководство по техническому обслуживанию включая функциональные монтажные и принципиальные электрические схемы;
- Каталог на запасные части;
- Данные о содержании драгоценных металлов;
- Сведения о первичной поверке;
- Методика поверки.
- Драйвер для передачи результатов взвешивания от весов в компьютер
- Программа для отображения статической обработки и ведения архивов результатов взвешивания
- Кабель RS 232C (9 pin) 3 м
- Комплектующие и расходные материалы в соответствии комплектацией завода-изготовителя.

5. Упаковка, условия транспортировки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможности длительного хранения при температуре наружного воздуха до -20 градусов Цельсия.

Составил:

Зам.гл.инженера по аналитическим работам

Н.Б. Шаметова

Согласовано:

Начальник аналитической лаборатории

Е.А. Литвак